

Stoffenoverzicht ortheses

Maatwerk
zitoplossingen

Skai Tundra (kunstleder)



Skai wordt gebruikt voor de stoffering van de buitenzijde van de orthese. Skai is een kunstleer op basis van PVC, een zeer sterk materiaal dat het bijzonder geschikt maakt voor het bekleden van ortheses.

Toepasbaar: buitenzijde orthese en polsterdelen

- Antimicrobieel
- Brandvertragend
- Weekmaker vrij
- Eenvoudig te reinigen
- Waterbestendig
- Sterk en duurzaam




Agave




Anthrazit



Atoll




Chrom



Cyclame




Feuer



Kirche




Limon



Limonade




Ocean




Orange




Royal




Sky




Smaragd



Violet



Wit



Zwart




Uniform Melange stof

Uniform Melange stof is soepele en comfortabele gebreide stof met een goede rekbaarheid. De constructie van Uniform Mélange bestaat uit een polyester vulling die tussen twee gebreide lagen is ingebracht, die voornamelijk uit wol bestaan. Dit geeft de stof een natuurlijke, droge aanraking en een rijke, volumineuze uitstraling.

Toepasbaarheid: binnenzijde orthese



- Brandvertragend
- Ademend
- Temperatuur regulerend
- Hoge rekbaarheid




Agave



Anthrazit



Atoll




Bruin



Fuchsia




Ranger



Rood



Royal



Zwart

Kleuren & beschikbaarheid stoffen

- De beschikbaarheid van kleuren is onder voorbehoud van de beschikbaarheid bij de fabrikant.
- De daadwerkelijke kleuren kunnen mogelijk iets afwijken van de getoonde afbeeldingen.



Dartex Platilon

Platilon wordt gebruikt voor de stoffering van de binnenzijde van de orthese. Dit materiaal bestaat uit een hypoallergene PU-coating op stretchtricot, waardoor Platilon zowel flexibel als waterdicht is.


Toepasbaarheid: binnenzijde orthese en polsterdelen



- Antimicrobieel
- Incontinentie laag
- Eenvoudig te reinigen
- Brandvertragend
- Sterk en duurzaam



Blauw



Grijs



Zwart

3D-stof

Wanneer extra ventilatie belangrijk is, kan gekozen worden voor een 3D-stof in het rugdeel. Naast uitstekende ventilatie biedt de 3D-stof bovendien een zeer goede rekbaarheid.

Bij gebruik van 3D-stof wordt een meerprijs in rekening gebracht.

Toepasbaar: binnenzijde rug orthese



- Extra ventilerend
- Brandvertragend
- Ademend
- Sterk en duurzaam
- Hoge rekbaarheid



Zwart



Badstof

Badstof wordt veel gebruikt vanwege het zitcomfort, wat mede te danken is aan de ventilerende eigenschap. Daarnaast heeft badstof een uitstekende rekbaarheid.


Toepasbaarheid: binnenzijde orthese en polsterdelen



- Ademend
- Hoge rekbaarheid
- Sterk en duurzaam



Blauw



Grijs



Zwart

Leder


Leder wordt gebruikt voor de stoffering van zowel de buiten- als binnenzijde van de orthese. Het betreft een zacht en soepel semi-aniline leder met een rijke uitstraling.

Bij gebruik van Leder wordt een meerprijs in rekening gebracht.

Toepasbaar: binnen- en buitenzijde orthese en polsterdelen



- Brand vertragend
- Sterk en duurzaam
- Hoge rekbaarheid
- Eenvoudig te reinigen



Blauw



Grijs



Zwart



Heeft u vragen?

Onze medewerkers helpen
u graag verder:



0541 - 533642



info@bertstevensorthesebouw.nl



[www.kerstenhulpmiddelen.nl/
bert-stevens-orthesebouw](http://www.kerstenhulpmiddelen.nl/bert-stevens-orthesebouw)